

Ricerca sangue occulto nelle feci (Weber)

**N.B. Il liquido contenuto è tossico e infiammabile:
evitare il contatto**

- Defecare in un recipiente pulito e asciutto senza mescolare con le urine
- Raccogliere una piccola quantità con il bastoncino strisciandolo sopra le feci in vari punti (es. zone ematiche, mucose, liquide)
- Inserire il bastoncino nel contenitore e chiuderlo bene
- Conservare il contenitore tra 2° e 8° gradi
- Consegnare nell'orario di apertura del Centro Prelievi

Se richiedi 3 campioni, prelevare le feci da 3 evacuazioni diverse e indicare sui contenitori 1°, 2° e 3°